



## ACCESSOIRES DEVELOPPEMENT RX

### Support de films :

**240000**

Fabrication en acier INOX  
Fixation de sécurité avec clips spéciaux  
Barre supérieure de 46 cm avec embouts en caoutchouc de protection  
Livré par set de 5 pces  
Disponible les tailles standards

- 18 x 24 cm
- 24 x 30 cm
- 35 x 35 cm
- 30 x 40 cm
- 35 x 43 cm



### Pinces pour films :

**242020**

Fabrication en acier INOX  
Longueur de 70 mm, largeur de 20 mm pour le mord  
Avec crochet de fixation et bandelette d'inscription



### Egouttoir mural films :

**247012**

Fabrication en PVC  
Prévu pour placement d'un maximum de 12 supports pour films  
Longueur de 59 cm  
Made from PVC.



### Egouttoir pour films :

**246000**

Fabrication en acier INOX  
Pour l'égouttage et le transport de films humides  
Jusque 6 films de 35 \* 43 cm  
Avec bac en PVC pour récolte de l'eau d'égouttage  
Avec une poignée pour le transport

