



## AGITATEUR ORBITAL de KLINE

### Agitateur orbitale KLINE pour VRD

Livré : avec 4 plaques séroscopiques 130 x 85 mm  
24 disques diamètre 14 mm  
cloche anti-poussière

Alimentation 230 V - 50 Hz / 25 W

Dimensions : L 360 x P 250 x H 130 mm,  
Poids : 6,5 kg



### REF : 49017

Pour méthode **100 µl antigène** + sérum par disque  
Vitesse 100 t/min, orbite 50 mm  
Minuterie 15 min avec position marche continue

### REF : 49049

Pour méthode **50 µl antigène** + sérum par disque  
Vitesse 180 t/min, orbite 20 mm  
Minuterie 60 min avec position marche continue