



ASPIRATEUR DE MUCOSITES

Aspirateur de mucosité Aspirette

Débit : 15 l / min
Aspiration max : 563 mm/hg
Manomètre de lecture de la dépression
Dépression réglable
Equipé d'un bocal en ABC autoclavable de 1L
Avec filtre bactérien
Tube en silicone de 6/10 mm + connecteur pour sonde
Boîtier en plastique

Spécifications techniques:

Alimentation :	AC220 V 50 HZ
Consommation:	90VA
Débit :	0 à 15 l / min
Niveau de bruit :	60 dB (A)
Volume du bocal :	1.000 ml
Poids:	.2,2Kg
Dimensions	240 * 190 * 160 mm

