



ATTELLES

ATTELLE A DEPRESSION

09.8004

Réalisées avec des matériaux d'une fiabilité absolue qui permettent d'immobiliser parfaitement les membres inférieurs et supérieurs en aspirant l'air interne, Ces attelles sont dotées de valves d'aspiration situées à l'extérieur afin de n'occasionner aucune gêne pour le patient. Toutes les attelles sont radiotranslucides.



Le set est composé d'attelles à dépression pour

- bras,
- jambes
- avants-bras,
- d'une petite pompe pour faire le vide
- d'un sac en nylon.





ATTELLES

ATTELLE GONFLABLE QUICK SPLINT

Atelles gonflables pour immobiliser le membre lésé et éviter les hémorragies.
 Translucides pour les rayons X, lavables et non toxiques.
 Disponibles dans un sac avec compartiments.


PNE243	Bras + Jambe complets (2pcs)	
PNE244	Bras + Jambe complets Main-poignet + Pied-mollet (4pcs)	
PNE245	Bras + Jambe complets Demi-bras + demi -Jambe Main-poignet + Pied-mollet (6pcs)	
PNE246	Bras complet	
PNE247	Jambe complète	
PNE248	Demi-bras	
PNE249	Demi-jambe	
PNE250	Main –poignet	
PNE251	Pied-mollet	



ATTELLES

ATTELLE NEOPRENE

SPLINTS 5 SIZES: LEG, ARM, FOREARM, WRIST AND ELBOW



SPLINTS
 These supports immobilize your limbs in an efficient and practical way. Each splint can be shaped to fit the patient's personal need. It ensures a high degree of rigid support: thanks to inner part made of neoprene lined with 100% laminated, absorbent-proof nylon assembled to a rigid metal splint.
 A velcro band allows a quick fixing.
 Available in 5 sizes or in a bag set of 5 pieces.

code		
34680	Splint for leg	CE
34681	Splint for arm	
34682	Splint for forearm	
34683	Splint for wrist	
34684	Splint for elbow/ankle	
34685	Set of 5 splints	