



## AUTOCLAVE 120 LITRES

### STERILISATEUR VERTICAL 120 litres

- \* Stérilisateur à vapeur cylindre vertical
- \* Réchaud électrique
- \* Contrôleur automatique de la température de pression
- \* Valves de sécurité et de sortie
- \* Alarme à la fin de cycle de stérilisation
- \* Porte verrouillée avec système de sécurité
- \* Entièrement construit en acier inoxydable, anti-rouille
- \* Couvercle avec écrous
- \* Panneau de contrôle avec touches tactiles

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

- \* Pression: 0.14-0.23 Mpa
- \* Température maxi: 134°C
- \* Moyenne de chaleur:  $\leq \pm 1^\circ\text{C}$
- \* Dimensions de la cuve : Dia :480 \* H 660 mm
- \* Minuteur: 0~99min
- \* Ajustement de la température: 105~134°C
- \* Alarmes: Over pressure  
Over temperature auto protection device  
Auto exhaust pressure,  
Over heating and lack water protection,  
Over current auto cut off.
- \* Puissance: 6.000 W - 220V / 50Hz
- \* Poids / Volume : 120 kg 73 \* 73 \* 125 cm



### LIVRE AVEC

- 2 1/2 paniers.

