



AUTOCLAVE VERTICAUX

Type vertical en INOX avec fermeture rapide et prix compétitif
Existe en 5 modèles: 35 – 50 – 75 – 100 – 120 litres

Cette autoclave est équipée de

- d'une (ou trois pour les modèles 100 et 120) résistance chauffante électrique
- d'une minuterie
- d'un contrôleur automatique de pression-température
- d'une valve de sécurité
- d'une valve d'échappement
- d'un indicateur de pression – température
- d'une alarme audible pour indication de fin de stérilisation
- d'un système de coupure automatique en fin de cycle

Cet appareil est idéal pour les petits hôpitaux, clinique, laboratoires et autres services nécessitants des stérilisations de : instruments chirurgicaux, verrerie, media de culture, tambours,

Spécifications:

Model	35L	50L	75L	100L	120L
Construction	Stainless steel INOX				
Volume de la cuve	35L 31 x 41cm	50L 36.5 x 50cm	75L 40 x 60 cm	100L 44 x 65 cm	120L 48 x 66 cm
Minuterie	0--60min				
Contrôleur Pression - Température	105--126°C / 0.05-0.165MPa				
Poids / Volume	65 kg / 0.4 m3	110 kg / 0.52 m3	115 kg / 0.72 m3	120 kg / 0.65 m3	130 kg / 0.74 m3
Alimentation	2kw /AC220V.50Hz	4.5kw /AC220V.50Hz	4.5kw /AC220V.50Hz	3 x 1.5kw /AC220V.50Hz	3 x 1.5kw /AC220V.50Hz
Sécurité	Valve de sécurité, coupure automatique de l'alimentation, protection de surchauffe, protection de niveau bas de l'eau,				

35 - 50 - 75 L



100 – 120 L

