



AUTOCLAVE SPECIAL SERINGUE

Casserole à pression pour la stérilisation des seringues (Ref 1145)

Porte seringue en Aluminium, anti rouille

Léger et transportable

Convient aux réchauds à pétrole, plaques électriques, gaz et charbon de bois

Poignées résistantes à la chaleur

Capacité de 4.4 L (42 seringues + 50 aiguilles)

Capacité de 9 L (84 seringues + 100 aiguilles)



Brûleur à pétrole (Ref 294)

Réservoir de 2,4L

1 brûleur

Support métal 3 pieds

