



## AUTOCLAVE VERTICALE

**Autoclave verticale entièrement en INOX avec fermeture rapide à manivelle**

**Prix très attractifs**

Modèle: 40, 50, 75, 100, 150 et 200 litres  
 Qualité: Chambre en INOX

### Description

Fermeture rapide par manivelle  
 Contrôle de la stérilisation par micro-computer  
 Affichage LCD des cycles de stérilisation  
 Système de sécurité contre les surpressions et le dépassement de température  
 Réglage de la température : 50-134C'  
 Réglage du temps de stérilisation : 0-99h  
 Soupape de surpression : 0.145-0.208MPa  
 Déconnexion automatique en fin de cycle



Type	Volume	Alimentation	Puissance	Dimension de la chambre	Poids	Dimension extérieures
40	40L	220V	3.5Kw	(Φ)350x450	80kg	600x580x1250
50	50L	220V	3.5Kw	(Φ)350x520	80kg	600x580x1250
75	75L	220 V/380V	3.5Kw/4.5Kw	(Φ)388x650	90 kg	600x600x1400
100	100L	380 V	4.5 Kw	(Φ)500x550	100 kg	630x630x1300
150	150L	380 V	6.0 Kw	(Φ)500x760	110 kg	630x630x1450
200	200L	380 V	6.0 Kw	(Φ)600x700	120 kg	730x730x1390