



## BAC A ULTRA SONS

Existe en 2 versions : **SANS chauffage** et **AVEC chauffage intégré**

Les versions analogiques / mécaniques sont des modèles extrêmement flexibles, offrant d'excellentes caractéristiques techniques:

Sélection du temps grâce au temporisateur mécanique 0 à 30 min

Transducteurs de dernière génération

Parfaite insonorisation

Pour la version avec chauffage intégré, le chauffage peut être activé à la demande.

Options :

Panier  
Couvercle



Type	50620002	50620003	50620006	50600010	50600022
Capacité :	2 L	3 L	6 L	10 L	22 L
Dimensions cuve : cm	150*140*100	240*140*100	300*150*150	300*250*150	500*300*150
Puissance HF : Watt	50	100	250	400	600
Fréquence : kHz	45	45			
SANS Chauffage	1138	1139	1140	1141	1142
AVEC chauffage	1138+	1139+	1140+	1141+	1142+