



BISTOURI ELECTRIQUE 300 W + SPRAY

Bistouri électrique Monopolaire & Bipolaire avec fonction Spray 3000

Utilise les dernières générations de composants et de technologie
 Conforme à la réglementation internationale: IEC 601-1 & IEC 60601-2-2

Puissance élevée rapport qualité prix excellent.

Alarmes acoustique et visuelles en cas de problème

L'utilisation d'une double plaque neutre permet de contrôler le « bon » contact avec le patient et stop automatiquement la puissance en cas d'anomalie.



Mode	Puissance Maximum	Charge
à 475 kHz	Watt	Ohm
Coupe pure	300	300
Hémostase -1	250	300
Hémostase -2	200	300
Coagulation	150	300
Coagulation SPRAY	100	300
Coagulation Bipolaire	50	100

Alimentation: 220V (110V) AC 1.200 VA
 Poids: 17 kg
 Dimensions: 430 * 370 * 150 mm

Accessoires standards:

- 2 crayon
- 1 plaque patient réutilisable avec câble
- 5 plaque patient disposable avec câble
- 1 pédale bipolaire
- 1 pince bipolaire (20 cm)
- 1 set d'électrodes
- 1 câble d'alimentation



Options:

Chariot, électrodes, pinces bipolaires,