



BISTOURI ELECTRIQUE 300 W

Bistouri électrique Monopolaire & Bipolaire 3000 B

Utilise les dernières générations de composants et de technologie

Conforme à la réglementation internationale: IEC 601-1 & IEC 60601-2-2

Puissance élevée rapport qualité prix excellent.

Alarmes acoustique et visuelles en cas de problème

L'utilisation d'une double plaque neutre permet de contrôler le « bon » contact avec le patient et stop automatiquement la puissance en cas d'anomalie.



Mode	Puissance Maximum	Charge
à 475 kHz	Watt	Ohm
Coupe pure	300	300
Hémostase -1	250	300
Hémostase -2	200	300
Coagulation	150	300
Coagulation Bipolaire	50	100
Coupe Bipolaire	70	100

Alimentation: 220V (110V) AC 1.500 VA

Poids: 8,5 kg

Dimensions: 430 * 350 * 150 mm

Accessoires standards:

- 2 crayon
- 1 plaque patient avec câble
- 1 pédale
- 1 pince bipolaire (20 cm) avec câble
- 1 câble d'alimentation



Options:

Chariot, électrodes, pinces bipolaires,