



BISTOURI ELECTRIQUE 400 W + SPRAY

Bistouri électrique Monopolaire & Bipolaire avec fonction Spray 3000A

Utilise les dernières générations de composants et de technologie
Conforme à la réglementation internationale: IEC 601-1 & IEC 60601-2-2

Puissance élevée rapport qualité prix excellent.

Double entrée pour les manches permettant l'utilisation alternée

Alarmes acoustique et visuelles en cas de problème

L'utilisation d'une double plaque neutre permet de contrôler le « bon » contact avec le patient et stop automatiquement la puissance en cas d'anomalie.



Mode	Puissance Maximum	Charge
à 475 kHz	Watt	Ohm
Coupe pure	400	300
Hémostase -1	300	300
Hémostase -2	250	300
Coagulation	150	300
Coagulation SPRAY	100	300
Coagulation Bipolaire	50	100

Alimentation: 220V (110V) AC 1.500 VA
Poids: 19 kg
Dimensions: 430 * 370 * 150 mm

Accessoires standards:

- 2 crayon
- 1 plaque patient réutilisable avec câble
- 5 plaque patient disposable avec câble
- 1 pédale bipolaire
- 1 pince bipolaire (20 cm)
- 1 set d'électrodes
- 1 câble d'alimentation



Options:

Chariot, électrodes, pinces bipolaires,