



BISTOURI MONOPOLAIRE 80 W

SURTRON 80 D

SURTRON® 80 D est un bistouri électrique utilisé pour la chirurgie monopolaire. Il utilise la même technologie que les "gros" appareils.

SURTRON® 80 D est capable de délivrer des courants monopolaire pour la coupe, coagulation, la coupe + coagulation et la micro coagulation.



Spécifications techniques

Puissance maximum en coupe CUT (W)	80 → 400 Ω
Puissance maximum en coupe+coag BLEND (W)	60 → 400 Ω
Puissance maximum en coagulation COAG (W)	50 → 400 Ω
Puissance maximum en micro coagulation MICRO (W)	20 → 600 Ω
Fréquence	700kHz
Tension d'alimentation (Vac)	115 -230
Fréquence d'alimentation (Hz)	50-60
Classe électrique (EN60601-1)	I CF
Electrode neutre	-F-
Poids Kg	4
Dimension LxHxP mm	180x100x180

Accessoires standards

Cable pour électrode neutre	•/1
Electrode en INOX	•/1
Kit d'électrode assorties (10pcs)	•/1
Manuel d'utilisation	•/1
Pédale de commande	•/1
Cable d'alimentation 3x1mm SIE-IEC - 2mt	•/1
Cable porte électrodes avec commande par boutons	•/1