



## BISTOURI MONO-BIPOLAIRE

### Bistouri électrique pour la chirurgie MONOPOLAIRE et BIPOLAIRE à manche porte électrodes à poussoirs.

Cet appareil existe en 3 versions  
80 W - 120 W et 160 W

Les domaines d'applications sont : Odontologie, Dermatologie, ORL, Ophtalmologie, Gynécologie, Esthétique, Maladies vasculaires, Soins d'urgence, Vétérinaire, ...

Il permet, grâce à la sélection des fonctions, d'exécuter CUT, BLEND, COAG FORCED, COAG SOFT, BIPOLAR. (avec accessoires en options)

La lecture numérique de la puissance fournie rend les applications sûres et hautement reproductibles. Il permet une chirurgie hautement professionnelle, grâce aux solutions ergonomiques et de sécurité adoptées.

La connexion de l'électrode neutre de référence est constamment suivie par monitoring.

La possibilité de commuter les fonctions et de commander l'alimentation de puissance par le porte-électrodes à poussoirs permet de procéder aux interventions chirurgicales sans distraire l'attention du champ opératoire.



#### Spécifications techniques :

		Modèle 80	Modèle 120	Modèle 160
Fréquence :		600 kHz	600 kHz	600 kHz
Puissance maximum	CUT	80 W	120 W	160 W
	COAG	50 W	80 W	100 W
	BLEND	60 W	90 W	120 W
	BIPOL	30 W	40 W	60 W
Facteur de crête	CUT	1.5	1.5	1.5
	COAG	2.5	2.5	2.5
Charge résistive	CUT	400 ohm	400 ohm	400 ohm
	COAG	400 ohm	400 ohm	400 ohm
Alimentation :		240 V	240 V	240 V
Consommation		230 VA	300 VA	350 VA
Poids en kg		6.5	6.5	7
Dimensions en mm:		260*265*110	260*265*110	260*265*110

#### Accessoires standards :

Câble d'alimentation	1	Câble stérilisable pour plaque neutre	1
Electrode neutre	1	Porte électrode à poussoirs stérilisable	1
Set d'électrode	1	Mode d'emploi	1
Pédale étanche	1		

**Accessoires en options :** Adaptateur bipolaire, pinces bipolaires électrodes, trolley.