



BRONCHOSCOPE - GAMME



CE

	<u>XZ-3</u>	<u>XZ-5</u>	<u>XZ-10</u>
Angle de vision	85 °		
Direction de l'observation	Droit		
Profondeur du champ	3 à 50 mm		
Angle de courbure du tip	Up/Down : 130° / 90°		
Diamètre du tube d'insertion	3 mm	3.6 mm	5 mm
Diamètre de l'extrémité distale	3.6 mm	5.8 mm	5.8 mm
Longueur de travail	550 mm		
Longueur totale	790 mm		

Livré avec :

- 1 Pincés à biopsie
- 1 Brosse cysto
- 1 Brosse de nettoyage
- 1 Tube pour injection
- 1 Embout buccal
- 1 Tube d'aspiration

