



## CARDIOTOCOGRAPHE F3

### Moniteur foetal F3

Ce **moniteur foetal** est un appareil mobile destiné à enregistrer les contractions et les mouvements et la fréquence cardiaque du fœtus. Les valeurs et les courbes sont affichées simultanément sur l'écran couleur haute résolution de 5,6 pouces.

Il est équipé d'une imprimante thermique intégrée qui permet une impression immédiate des valeurs. Sa batterie Li-ion et ses faibles dimensions font de ce moniteur un appareil idéal pour une utilisation mobile.



### Caractéristiques

- Appareil robuste, très léger et facilement transportable
- Fonctionnement en mode batterie pendant 7 heures
- Possibilité d'utilisation pendant la charge de la batterie
- Imprimante thermique intégrée haute résolution -papier de largeur 15 cm
- Mémoire grande capacité
- Technologie SOV (détection automatique de signaux croisés en cas de grossesse gémellaire).
- Marqueurs d'événements, alertes sonores et visuelles
- Transfert des données en temps réel, enregistrement des événements, fichiers patients, historique des séances, impression sur papier A4 par le port USB du F3)
- Sonde à ultrasons ultra-sensible étanche et sonde Toco (existe également avec fonction pour jumeaux, 2 sondes à ultrasons)
  
- Valeurs et courbes affichées sur l'écran couleur réglable haute résolution 5,6 "
- Imprimante thermique intégrée (largeur de papier 150/152 mm)
- Dimensions : 35 x 30 x 10,4 cm (l x P x H)
- Poids : 3,5 kg

### Accessoires standards

**F3-Single:** 1 sonde à ultrasons, 1 sonde Toco, batterie, Gel pour ultrasons, Sangle, Papier pour imprimante, sac de transport

**F3-Duo:** 2 sondes à ultrasons, 1 sonde Toco, batterie Gel pour ultrasons, Sangle, Papier pour imprimante, sac de transport