



CARDIOTOCOGRAPHE 300-D

Le moniteur de surveillance **300D** est d'une conception simple et performante.

Il permet la surveillance simultanée de la fréquence cardiaque de deux fœtus et les contractions de la mère

Le triple affichage digital de grande taille facilite la lecture.

- **High sensitivity 1Mhz probe**
- **Easy readable graph**
- **Low cost solution**
- **Central Monitoring System**



Spécifications :

Mesure du pouls fœtal

Par Doppler à double pluse
Fréquence de l'ultrason: 1 MHz
Intensité: $\gamma \leq 10$ mW/cm
Gamme de mesure: 50 - 240 bpm
Précision: ± 2 %

Mesure des contractions

Par variation de pression piezo
Contrôle du point de référence
Gamme de mesure : 0- 99

Imprimante

Peigne thermique
Vitesse de défilement : 1, 2, 3 cm/min

Affichage

Segment DEL 7 segments
2 canaux : Fréquence cardiaque
 Contraction utérines

Acoustique

Signal doppler
Alarme

Réglages

Alarmes haute et basse
Vitesse d'impression
Contraste d'impression

Fonctions

Marqueur d'évènement
Déclenchement automatique de l'impression

Alimentation

Entrée: AC 100- 240 V (50/60 Hz)
Consommation: 80 VA

Dimensions

191(H) x 187(L) x 201 (P) mm
3,5 kg

Accessoires Standards

Capteur ultra son 2 x
Capteur contraction intra utérine
Marqueur d'évènement
Papier d'impression
Sangles, câble secteur et Operation Manual

