



CENTRIFUGEUSE IMPO 6 T

■ CENTRIFUGEUSE IMPO 6T

- Centrifugeuse simple et solide.
- Rotor angulaire à 45°
- Vitesse réglable de 0 à 4.000 t/min
- Minuterie de 0 à 30 minutes
- Rotor pour 6 tubes.
- Couvercle de fermeture



Model	Speed (rpm)	Max. RCF (x g)	Max. Capacity (ml)	Weight (kg)	Size (cm) W x D x H
IMPO6T	0 ~ 4.000	1.790	6x10	5	25 * 25 * 27

AC 110 / 220V, 50 / 60Hz