



# CENTRIFUGEUSE BASIC


## ■ CENTRIGUGE ECONOMIQUE DE BASE CN-820

- Minuterie 30 min. ou fonctionnement continu
- Réglage de la vitesse jusque 3.000 t/min
- Accélération et décélération automatique.
- Couvercle à fermeture manuelle avec fenêtre de visualisation
- Capacité maximum: 120 ml.
- Coupure automatique en cas d'ouverture du capot.
- Balancement automatique.
- Châssis en ABS.
- Rotor angulaire pour 8 x 15 ml.
- Circulation auto-refroidissante
- Faible bruit



Modèle	Vitesse (rpm)	Max. RCF (x g)	Capacité max (ml)	Minuterie (min:sec)	Poids (kg)	Dimensions I x L x H cm
CN-820	0 ~ 3,000	1,050	120	30	8	29 x 32 x 25

AC 110 / 220V, 50 / 60Hz

Rotor		Tube size (φx L ) mm	
		Max.	Min.
R-8		16.5 x 117	12 x 90