



## CENTRIFUGEUSE HEMATOCRITE

107010-24

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Tension d'alimentation : | 220 V +/- 10 % 50 Hz   |
| Consommation :           | 230 Watts  |
| Vitesse :                | réglable jusque 12.000 tr/min                                    |
| Gravitation :            | maximum de 15.300 * g  |
| Capacité :               | 24 tubes capillaire de 1,5 mm de diamètre<br>16 * 10 ml (option) |
| Rotor :                  | tête horizontale   |
| Minuterie :              | 0 à 30 min   |
| Couvercle de sécurité    |  |
| Poids :                  | +/- 15 kg  |
| Dimensions :             | 41 * 41 * 34 cm  |

