



CENTRIFUGEUSE UNIVERSELLE EBA 20

EBA20 Centrifugeur 8x15 ml

- 6000 tr/min - 3461 g
- grande gamme de tubes : de 4 à 15 ml
- affichage digital des paramètres
- minuterie programmable : de 1 à 99 minutes

- vitesse réglable de 0 à 6000 tr/min (3461 g) par incrément de 100 tr/min
- affichage digital de la vitesse (tr/min) et du temps (min)
- minuterie programmable de 1 à 99 min ou position continue

- touche IMPULS pour une centrifugation de courte durée

- rotor angulaire permettant de centrifuger une grande gamme de tubes :

✓ 8 tubes 15 ml, Ø 17 x 100 mm

✓ 8 tubes 9/10 ml, Ø 16,5 x 92 mm

✓ 8 tubes 8,5/10 ml, Ø 16 x 100 mm

✓ 4 tubes 15 ml, Ø 17 x 120 mm

✓ 4 tubes 8 ml, Ø 16 x 125 mm

- dim. (lxpxh) : 231 x 292 x 216 mm / 4 kg

- alimentation : 230 V - 50 Hz



8 x 15 ml standard tubes (17 x 100 mm)



4 x 15 ml Falcon tubes (17 x 120 mm)



4 x 8 ml Vacutainers (16 x 125 mm)



8 x 9-10 ml Sarstedt Monovettes (16,5 x 92 mm)



8 x 8-9 ml Greiner Vacuettes or 8 x 8,5-10 ml Vacutainers (16 x 100 mm)

Configuration standard:

Rotor de 8 * 15 ml

Option:

Adaptateurs pour tubes