



CENTRIFUGEUSE UNIVERSELLE

107000-8

Tension d'alimentation :	220 V +/- 10 % 50 Hz
Consommation :	120 Watts
Vitesse :	réglable jusque 5000 tr/min
Gravitation :	maximum de 3.130 * g
Capacité :	8 * 15 ml 16 * 10 ml (option)
Rotor :	fixe avec 45° d'angle
Minuterie :	0 à 30 min
Poids :	+/- 19 kg
Dimensions :	41 * 38 * 4137m



0416-2
10mLX16



0408-2
15mLX8

