



## CHARIOT BRANCARD

### CHARIOT BRANCARD

**SOMMIER FIXE 01.1210**

**SOMMIER AMOVIBLE 01.1211**

Bâti métallique

Acier chromé

Sommier en treillis métallique rigide avec tête réglable.

Quatre roulettes diam. 200 mm, dont deux avec frein.

Butées cylindriques antichoc aux angles.

Livré avec:

barrières latérales

tige porte-sérum

Poids: 40 kg

Volume: 0.260 m<sup>3</sup>

### Options:

Matelas: Densité 30 Kg/m<sup>2</sup>, revêtement amovible imperméable et lavable, hauteur 10 cm (C110922)

Densité 21 Kg/m<sup>2</sup>, revêtement fixe en polyesther lavable, hauteur 10 cm (C110924)

Housse pour matelas: housse imperméable pour matelas (C110925)

Panier de rangement (01.1220.00)

Porte bouteille d'oxygène (01.1221.00)

