



CHARIOT BRANCARD

CHARIOT BRANCARD

SANS TREDELENBURG ET ANTI TREDELENBURG C120020
AVEC TREDELENBURG ET ANTI TREDELENBURG C120025

Bâti métallique

Sommier en treillis métallique rigide. avec tête réglable.

Hauteur variable par pompe hydraulique de 45 à 75 cm

Position pour le modèle C120025 Trendelenburg 14° Anti-Trendelenburg 9°

Quatre roulettes diam. 200 mm, dont deux avec frein.

Butées cylindriques antichoc aux angles.

Livré avec:

barrières latérales amovibles

tige porte-sérum

porte bouteille d'oxygène.

Poids: 85 kg

Volume: 0.80 m³

Options:

Matelas: Densité 30 Kg/m², revêtement amovible imperméable et lavable, hauteur 10 cm (C110922)

Densité 21 Kg/m², revêtement fixe en polyester lavable, hauteur 10 cm (C110924)

Housse pour matelas: housse imperméable pour matelas (C110925)

Panier de rangement (01.1220.00)

