



CHARIOT MULTIFONCTIONS

Les chariots multifonctions sont conçus pour accueillir une vaste gamme d'accessoires grâce à une correcte gestion des espaces utiles.

Ils sont légers et maniables lors des déplacements.

Bâti en acier recouvert de peinture époxy, la base, le plateau et les parois étant en technopolymère.

Structure modulaire pouvant être composée à souhait et accueillir de nombreux accessoires pour satisfaire à toute exigence.

Ils sont équipés de tiroirs fonctionnels structure monobloc en ABS sans angles à l'intérieur.

Les plateaux sont spacieux, les compartiments amples.

Ils sont montés sur 4 roues pivotantes de 125 mm de Ø, ne laissant aucune trace, silencieuses, équipées de galets pare-chocs, dont deux avec frein directionnel.

Les roues, montées sur roulement à billes, sont extrêmement silencieuses.

Chariot multifonctions : 816200 816207 816209

Poids :

Volume 0.53 m3



816200



816207



816209