



CHARIOT PORTE CLICHES RX

Les chariots porte-dossiers sont conçus pour accueillir des dossiers cliniques format A3/A4 ou format spécial.

Ils sont légers et maniables lors des déplacements.

Bâti en acier recouvert de peinture époxy, la base, le plateau et les parois étant en technopolymère.

Bâti modulaire pouvant être composé à souhait et accueillir de nombreux accessoires pour satisfaire à toute exigence

Ils sont équipés de tiroirs fonctionnels sans angles à l'intérieur, de plateaux spacieux et escamotables, ainsi que d'amples compartiments en vue.

Ils sont montés sur 4 roues pivotantes de 125 mm de Ø, ne laissant aucune trace, silencieuses, équipées de galets pare-chocs, dont deux avec frein directionnel.

Les roues, montées sur roulement à billes, sont extrêmement silencieuses.

90 x 60 x 120 cm

Chariot porte clichés RX : 816173

Poids :

Volume

0.65 m3

