



CHARIOT POUR TRAITEMENTS ET SOINS

Le chariot, innovant au plan de la conception, permet de préparer les traitements quotidiens ou hebdomadaires pour chaque hôte ou patient.

Il est prévu qu'on puisse l'utiliser avec le système Persodose.

Le système de verrouillage est formé de petits volets et de clés flexibles.

Bâti en acier peint, plateau et parois en technopolymère.

Ils sont montés sur 4 roues pivotantes de 125 mm de Ø, ne laissant aucune trace, silencieuses, équipées de galets pare-chocs, dont deux avec frein directionnel.

Les roues, montées sur roulement à billes, sont extrêmement silencieuses.

Chariot pour traitements : 816225

Poids :

Volume

0.53 m3



Chariot pour traitements et soins : 816227

Poids :

Volume

0.53 m3





CHARIOT POUR TRAITEMENTS ET SOINS

Chariot pour traitements et soins : 816201

Poids :
Volume 0.53 m3



Chariot pour traitements et soins : 816207

Poids :
Volume 0.53 m3



Chariot pour traitements et soins : 816260

Poids :
Volume 0.53 m3

