



## CHAUFFAGE RADIAN

Support en Inox monté sur un pied en H équipé de 4 roulettes avec frein  
Hauteur réglable  
Angle réglable de la partie radiante  
Rayonnement Infra-rouge par 4 tubes en céramique  
Réglage de fonctionnement: 2 ou 4 éléments

### Spécification technique:

Alimentation: AC 220 V – 50 HZ  
Puissance: 1450 VA  
Longueur d'onde : 5  $\mu\text{m}$  ~ 10  $\mu\text{m}$   
Puissance radiante : 700 ou 1400 W  
Réglage en hauteur : 1350 mm ~ 1750 mm  
Vitesse de chauffe: > 0.3 °C / min

