



## CIRCUIT PATIENT POUR RESPIRATEUR

### Raccords en Y

Raccord en Y en makrolon, stérilisable en autoclave à 134°,

adultes 22M /15F - 22 M - 22M. 13.1002 (3 pces)  
enfants 22M /15F - 10 M - 10M. 13.1003 (3 pces)



### Raccord coudé

Raccord coudé en makrolon porte-masque, stérilisable en autoclave à 134°

22F - 22 M / 15 F,. 13.1025 (5 pces)



### Raccords tuyaux

Raccord en makrolon pour cathéter, stérilisable en autoclave a 134°,  
diam. Ø 15 M 13.1004/M. (5 pces)  
diam .Ø 15 F 13.1004/MF (5 pces)  
diam. Ø 22 F 13.1004/F (5 pces)

Manchon pour tube annelés, stérilisable en autoclave a 134°,  
Diam int : 15 mm Diam ext : 22 mm 13.1220 (5 pces)



### Raccord universel pour intubation

Raccord universel en makrolon pour intubation avec bouchon pour aspiration, stérilisable en autoclave à 134°,

diam. Ø 15 F, raccord conique diam. 15 mm. 13.1020 (5 pces)  
diam. Ø 15 F, raccord porte caoutchouc. 13.1020/1 (5 pces)



### Raccord pour tube endo

Raccord pour tubes endotrachéaux à double ouverture (tubes Carlens) stérilisables en autoclave à 134°, sans clamp de fixation  
15 diam .int. / 22 diam ext. 13.9930 (1 pce)





## CIRCUIT PATIENT POUR RESPIRATEUR

### Cathéters buccaux

Cathéter buccal en silicone avec raccord direct, stérilisable en autoclave à 134°,

15 F / 15 M, 9 cm	13.1017/1 (1 pce)
15 F / 22 F, 9 cm	13.1017/2 (1 pce)
15 F / 15 M, 15 cm	13.1018/1 (1 pce)
15 F / 22 M, 15 cm	13.1018/2 (1 pce)



Cathéter buccal en silicone avec raccord à ouverture pour aspiration, stérilisable en autoclave à 134°,

15 F / 22 M - 15 M 9 cm	13.1017/3 (1 pce)
15 F / 22 M - 22 F, 9 cm	13.1017/4 (1 pce)
15 F / 22 M - 15 M, 15 cm	13.1018/3 (1 pce)
15 F / 22 M - 22 F, 15 cm	13.1018/4 (1 pce)

### Tuyaux annelé

Tube cannelé en silicone, stérilisable en autoclave à 134°,

Adulte 19 mm Long 40 cm	13.1055 (2 pces)
Adulte 19 mm Long 70 cm	13.1055/1 (2 pces)
Adulte 19 mm Long 100 cm	13.1055/2 (2 pces)
Adulte 19 mm Long 120 cm	13.1055/3 (2 pces)
-----	
Pédiatrique 10 mm Long 40 cm	13.1054 (2 pces)
Pédiatrique 10 mm Long 70 cm	13.1054/1 (2 pces)
Pédiatrique 10 mm Long 100 cm	13.1054/2 (2 pces)
-----	
Pour cathéter buccal 9 mm long 9 cm	13.1056/4 (5 pces)
Pour cathéter buccal 9 mm long 15 cm	13.1056/3 (5 pces)



### Tuyau lisse en silicone

Tube lisse en silicone transparent, stérilisable en autoclave à 134°,

Diam int. 3 mm / diam ext 5 mm	13.30105.10 (rouleau 10 m)
Diam int. 3 mm / diam ext 6 mm	13.30156.10 (rouleau 10 m)
Diam int. 5 mm / diam ext 8 mm	13.30158.10 (rouleau 10 m)
Diam int. 6 mm / diam ext 8 mm	13.60108.10 (rouleau 10 m)
Diam int. 7 mm / diam ext 13 mm	13.703013.10 (rouleau 10 m)
Diam int. 10 mm / diam ext 14 mm	13.102014.10 (rouleau 10 m)





# CIRCUIT PATIENT POUR RESPIRATEUR

### Filtres patient

- Filtre simple, jetable, antibactérien antiviral, 13.9041 (50 pces)
- Filtre simple, jetable, antibactérien antiviral, avec prise capnographe. 13.9042 (50 pces)
- Filtre + humidificateur, jetable, antibactérien antiviral, 13.9043 (50 pces)
- Filtre + humidificateur, jetable, antibactérien antiviral, avec prise capnographe. 13.9044 (50 pces)



### Flacon a condensation

Flacon pour recueillir l'eau de condensation pour tube, en makrolon, stérilisable à 134°.

- Adultes avec valve, 22 M - 22 M. 13.1221/I (2 pces)
- Enfants avec valve, 10 M - 10 M. 13.1221/IP (2 pces)



### Ballon respiratoire

Ballon respiratoire en latex noir avec anneau de suspension, raccord 22 mm, antistatique autoclavable 121, °C

- |       |             |     |             |
|-------|-------------|-----|-------------|
| 0.5 L | <b>0750</b> | 1 L | <b>0751</b> |
| 1.5 L | <b>0752</b> | 2 L | <b>0753</b> |
| 3 L   | <b>0754</b> | 4 L | <b>0754</b> |
| 5 L   | <b>0756</b> | 6 L | <b>0751</b> |



Ballon respiratoire en Silicone avec anneau de suspension, raccord 22 mm, antistatique autoclavable 121, °C

- |       |             |     |             |
|-------|-------------|-----|-------------|
| 0.5 L | <b>0780</b> | 1 L | <b>0781</b> |
| 2 L   | <b>0782</b> | 3 L | <b>0783</b> |



## CIRCUIT PATIENT POUR RESPIRATEUR

### Masque d'anesthésie

Masque d'anesthésie en caoutchouc, noir, bourrelet gonflable, avec fixe-masque, antistatique, autoclavable 121°.

Taille 0	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4	Taille 5	Taille 6
						
0760	0761	0762	0763	0764	0765	0766