



CIVIERES - BRANCARDS

CIVIERE DE RELEVAGE ANTITRAUMATISME:

Civière antitraumatisme en aluminium GRISE. **9-630**
Civière antitraumatisme en aluminium ORANGE. **9-630/A**

Longeur extebnsion maximum:	201 cm
Longeur extension minimale	167 cm
Longeur en position pliée:	120 cm
Largeur:	43 cm
Poids	8.2 kg
Charge limite:	170 kg

Poids Kg.	13,5 kg
Volume	0,065m ³



CIVIERE POUR TRAUMATISME DE LA COLONNE **9 BARO-25**

Civière pour traumatisme de la colonne vertébrale. 100% radio-transparent.
Peut recevoir tous les modes de collier cervicaux anatomiques.
Couleur standard BLEU. 3 sangles de retenue pour l'immobilisation du patient.
Poids: 7,6 kg Capacité: 150 kg

Poids Kg.	10 kg
Volume	0,065m ³



SANGLES ET IMMOBILISATEUR

Immobilisateur universel de la tête, peut être utilisé avec le brancard civière et spinal.
Lavable, réglage par Velcro. **9 FER001**



Sangles d'immobilisation pour planche de sauvetage dorsale **09.8007**





CIVIERES - BRANCARDS

BRANCARD PLIABLE: 9-BARO-18

Brancard d'urgence pliable, bâti en aluminium anodisé, toile de polyester imperméable, lavable. Pieds en aluminium.

Capacité 120 kg.

PLIABLE EN 4

Ouvert: 203 x 50 x 14 cm. Fermé: 96 x 17 x 14 cm

Poids Kg.

9 kg

Volume

0,041m³



BRANCARD: 9-TEL-028

Dimensions: 190x60 cm. Toile de polyester imperméable, lavable, transparente aux rayons X. Avec 8 poignées pour un meilleur transport du malade.

Livré avec sac pour le transport.

Poids Kg.

3 kg

Volume

0,015m³

