



COLONOSCOPE - GAMME



CE

	<u>CS-10</u>	<u>CS-60</u>	<u>CS-120</u>	<u>CS-150</u>
Angle de vision	100 °			
Direction de l'observation	droite			
Profondeur du champ	5 - 100 mm			
Diamètre du tube d'insertion	12,9 mm	13,5 mm		
Angle de courbure du tip	Up/Down : 180 °		Left/Right : 160 °	
Diamètre int du canal de biopsie				
Longueur de travail	1330 mm	600 mm	1200 mm	1550 mm
Longueur totale	1650 mm	900 mm	1500 mm	1870 mm

Livré avec :

- 2 Pincés à biopsie
- 1 Brosse cysto
- 1 Brosse de nettoyage
- 1 Tube pour infusion
- 1 Réservoir pour eau
- 5 Couverture de protection du canal de biopsie
- 8 O Ring

