



COMPTEUR LEUCOCYTE

Compteurs électroniques pour le comptage et la mémorisation de la formule leucocytaire à l'analyse au microscope

La numération traditionnelle des leucocytes exige une attention toute particulière et entrave, d'autant, les facultés de concentration requises pour la différenciation proprement dite.

Les compteurs électroniques facilitent le comptage des cellules sanguines.

Les résultats sont entrés facilement, sans avoir à quitter des yeux de l'image du microscope.

La mémoire permet un comptage jusqu'à 1000 maximum

Existe en 4 versions

- 8 touches
- 12 touches
- 12 touches pour raccordement sur PC
- 15 touches

Le compteur 15 touches est constitué de 15 touches lumineuses + 4 programmes définis et un programme libre:



345/8



345/15

345/912

345/12