



DEVELOPPEUSE MANUELLE THERMOSTATISEE DE FILMS RX

Cuves de développement manuel THERMOSTATISEES

Système manuel pour le développement des films de radiologie

Structure en PVC résistant aux acides et aux chocs
Pour le développement de films jusque 35/43 cm

Système de chauffage intégré et thermostatisé
Système complet prêt à l'utilisation. Avec raccords et robinets
Fabrication allemande.



Système à 3 bacs :

212030

Capacité des bacs :

Développement : 10 litres avec couvercle et robinet de vidange

Fixateur : 10 litres avec couvercle et robinet de vidange

Rinçage : 80 litres avec une entrée et système de trop plein

Dimensions : 60 * 1005 * 55 cm

Chauffage 1.00 W

Système à 4 bacs :

212040

Capacité des bacs :

Développement : 20 litres avec couvercle et robinet de vidange

Rinçage : 16 litres avec couvercle et robinet de vidange

Fixateur : 20 litres avec couvercle et robinet de vidange

Rinçage final : 100 litres avec une entrée et système de trop plein

Dimensions : 105 * 105 * 60 cm

Chauffage 1.00 W