



DEVELOPPEUSE MANUELLE DE FILMS RX

Cuves de développement manuel

Système manuel pour le développement des films de radiologie

Structure en PVC résistant aux acides et aux chocs

Pour le développement de films jusque 35/43 cm

Système complet prêt à l'utilisation. Avec raccords et robinets

Fabrication allemande.



Système à 3 bacs :

210030

Capacité des bacs :

Développement : 20 litres avec couvercle et robinet de vidange

Fixateur : 20 litres avec couvercle et robinet de vidange

Rinçage : 30 litres avec une entrée et système de trop plein

Dimensions : 40 * 65 * 58 cm

Système à 4 bacs :

210040

Capacité des bacs :

Développement : 20 litres avec couvercle et robinet de vidange

Rinçage : 20 litres avec couvercle et robinet de vidange

Fixateur : 20 litres avec couvercle et robinet de vidange

Rinçage final : 30 litres avec une entrée et système de trop plein

Dimensions : 60 * 65 * 58 cm

Option : pieds rehausseur

210090