



DEVELOPPEUSE XH-380

Processeur XH-380 et alimentation en eau (220 Volt-50 /60Hz)

Processeur de développement de films sur table,



Durée de développement entre 20 et 90 secondes

Température de développement : entre 20 et 40 °C

Dimensions de films: de 12 x 18 cm à 35 x 43 cm.

Volume : 8 litres

Alimentation : 220 V / 3 kW

Consommation d'eau en cours de développement : 1,3 litres/min

Comporte:

- sécheur infrarouge
- système de réapprovisionnement automatique
- contrôle automatique de température de développement
- fixatif plus alimentation directe en eau.

Dimensions : 900 * 580 * 1100

Poids : 85 kg