



## DEVELOPPEUSE DENTAIRE XR-04

### XR 04

Développe les films radiographiques intra-oraux aux formats 2 x 3 - 3 x 4 et 2,7 x 5,4 cm.

Facile à utiliser, entretien et maintenance aisés.

**Son dispositif «lumière du jour» rend inutile la chambre noire**

Avec et sans chauffage

Plusieurs possibilités d'installation



Tension	230 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Temps de passage	2 - 6 min
Chauffage	25 °C
Temps de chauffage	20 - 30 min (8 min / 1 °C)
Durée de développement	3.5 min
Durée de conservation des produits chimiques	3 semaines ou 200 films
Dimensions	H 54 x l 36 x P 21 cm
Poids	7.5 kg