



DIVAN D'EXAMEN

LIT D'EXAMEN MI-100000 (02-357-00)

Structure en acier chromé ronde
Tête réglable.
Matelas rembourré avec revêtement traité anti-feu lavable.
Structure démontable.
Dimensions : 180 * 55 * 80 h cm

Poids : 30 kg
Volume : 0.28 m3



LIT D'EXAMEN 02-358-00

Structure en acier chromé section carrée.
Existe en version **INOX** : **02-358-10**
Tête réglable.
Matelas rembourré avec revêtement traité anti-feu lavable.
Structure démontable.
Dimensions : 180 * 55 * 80 h cm
Option : support papier : 02-352-10

Poids : 30 kg
Volume : 0.28 m3



LIT D'EXAMEN PLIANT 02-510-00

Structure en tube d'acier chromé.
Matelas rembourré avec revêtement plastique lavable.
Dimensions : 173 * 61 * 73 h cm

Livré avec sac pour le transport.

Poids : 20 kg
Volume : 0.08 m3



LIT D'EXAMEN AVEC MARCHE PIEDS ET TIROIRS 02-355-00

Structure en tube d'acier émaillé.
Tête réglable.
Matelas rembourré avec revêtement traité anti-feu lavable.
Structure démontable.
Avec marche pieds intégré et 2 tiroirs
Dimensions : 180 * 55 * 80 h cm

Poids : 32 kg
Volume : 0.32 m3





DIVAN D'EXAMEN

LIT D'EXAMEN MOBILE AVEC TIROIRS 02-358/M

Structure en acier chromé.
Tête réglable.
Livré avec 2 tiroirs,
support pour papier
plateaux inox.
Monté sur roulettes Ø 80 mm avec freins.
Matelas rembourré avec revêtement traité anti-feu lavable.
Structure démontable.
Dimensions : 180 * 55 * 80 h cm

Poids : 40 kg
Volume : 0.35 m³



LIT D'EXAMEN A HAUTEUR REGLABLE ELECTRIQUEMENT 02-1010

Relève buste réglables par pompe de + 60° à - 10°.
Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu.
Avec support pour papier.
Hauteur réglable de 48 à 95 cm. avec moteur.
Structure en tube d'acier émaillé.

Dimensions : 190 * 60 cm

Poids : kg
Volume : m³



LIT D'EXAMEN MULTIFONCTIONNEL A HAUTEUR REGLABLE 02-538.10

Relève buste et plateau des jambes réglables.
Matelas rembourré avec revêtement lavable couleur blanc.
Construction en acier émaillé.
Hauteur réglable de 56 à 93 cm.
Appuie-bras amovibles.

Existe avec hauteur réglable par moteur électrique: **02-538-00**

Longueur : 1,9 m
Largeur : 0,6 m
Taille : 0,7 m





DIVAN D'EXAMEN

Options :



DRAPS POUR TABLE D'EXAMEN 02-350-00

Rouleau de draps pour table d'examen
En pure cellulose
Double épaisseur
Prédécoupé tous les 38 cm
Largeur : 60 cm
Nombre de feuilles : +/- 210
Longueur du rouleau : 80 m
Vendu par boîte de 12 rlx

