



DOPLER VASCULAIRE HI-DOP

Appareil multi sondes : 4 mHz, 5mHz et 8mHz

Peut être livré

avec 1 sonde au choix (a spécifier à la commande),
ou avec les 3 sondes

Spécifications

Affichage	LCD
	Indicateur batterie faible
	Indicateur de qualité signal
Gamme de fréquence	50 ~ 240 bpm
Précision	±2%
Fréquence Ultrason	4, 5 , 8 MHz
Intensité Ultrason	<10mV/cm ²
Puissance de sortie	1.2W
	Haut parleur intégré
Sortie pour écouteur	Oui
Coupeure automatique audio	5 minutes
Coupeure automatique signal	1 minute
Alimentation	2*1.5V Batteries (Type: AA)
Détection	10 ~ 12 semaines
PC Interface	Via Sound Card
Autonomie	360 minutes

