



VASCULAR SONOTRAX

Le doppler vasculaire **Sonotax II PRO** peut fonctionner soit avec une sonde de 4 Mhz ou 8 Mhz..

L'appareil est équipé d'une sortie audio qui peut être relié à une oreillette ou enregistreur.

Ecran rétro-éclairé,
Indication de la fréquence de la sonde
Indication de l'état de la charge

Sonotrax est petit, léger, puissant et équipé d'une sonde interchangeable **Waterproof**.

Spécifications :

Ultrasons :

- Dimension de la sonde : diamètre 10 mm
- Fréquence : 4 ou 8 MHz
- Puissance transmise : $< 10\text{mW/cm}^2$

Puissance sortie audio: 1 W

Mode enregistrement: Fréquence : 8 KHz Duré : 240s

Température environnement: 5 à 40°C

Alimentation: batterie Li (fourni avec chargeur)

Consommation : faible, temps d'utilisation continu : > 4 heures

Dimensions (L x l x H): 138 mm x 85 mm x 31 mm

