



ECHELLE OPTOMETRIQUE

Echelle non lumineuse / lumineuse

Mixte décimale 3 mètres
OTTO11 OTTO1



Mixte décimale 5 mètres
OTTO12 OTTO2



Monoyer 3 mètres
OTTO13 OTTO3



Armaignac 5 mètres
OTTO14 OTTO4



Enfants 3 mètres
OTTO15 OTTO5



Echelle non lumineuse

Bâti en acier émaillé époxy.

Ecran acrylique,

Surface visuelle: 24 * 62 cm

Dimensions externes: 29 * 67 * 12 cm

Poids / Volume: 1 kg / 0.04

Echelle non lumineuse / lumineuse

Bâti en acier émaillé époxy.

Ecran acrylique, interrupteur on/off, fusible et
fiche Shuko.

Surface visuelle: 24 * 62 cm

Dimensions externes: 29 * 67 * 12
cm

Poids / Volume: 8 kg / 0.04