



## ECHOGRAPHE PORTABLE écran LCD

### Echographe Model: W-2000A.

### Le GEANT en MINIATURE

Un des plus petits échographes portable fonctionnant en mode B.

Equipé d'un écran à cristaux liquide (LCD) de **5.5" type TFT** et de batteries intégrées, il permet un affichage et une autonomie correcte.

Grâce à son poids plume il est des plus apprécié.

#### Caractéristiques techniques :

Sonde sectorielle mécanique de : 3.5 ou 5.0 MHz

- Profondeur de balayage: 192 mm;
- Résolution: latérale  $\leq 3\text{mm}$   
Axiale  $\leq 2\text{mm}$
- Bouton gel de l'image sur la sonde

Moniteur: TFT 5.0 "LCD;

Batteries: 2.200mAh, **fonctionnement continu de 2 heures;**

Affichage en modes: B, B+B, B+M, M;

Echelle de gris: 256;

Grossissement d'image:  $\times 1.0$ ,  $\times 1.2$ ,  $\times 1.5$ ,  $\times 2.0$ ;

Mesures : Distance, circonférence, surface, fréquence cardiaque

Caractères : identité, sexe, age

Consommation : 13VA;

Connecteur vers batterie externe de 10 – 12 V DC

Connecteur vers alimentation externe 240 V AC

**Poids: 750g.**



Probe with FREEZE key



WaterProof Probe

#### Configuration standard:

Appareil + sonde sectorielle de 3.5 ou 5.0 MHz + alimentation externe pour le 240 V AC + coffret métallique pour le transport



#### Option:

Adaptateur externe pour alimentation sur batterie de voiture (12 - 13.5V), Imprimante vidéo.