



ECHOGRAPHE PORTABLE écran LCD

Echographe Model: W-3000.

Le GEANT en MINIATURE

Un des plus petits échographes portable fonctionnant en mode B.

Equipé d'un écran à cristaux liquide (LCD) de **6.4" couleur type TFT** et de batteries intégrées.

Caractéristiques techniques :

Sonde convexe Multifréquences de : 2.5 / 3.5 MHz

- Profondeur de balayage: 192 mm;
- Résolution: latérale ≤ 3 mm Axiale ≤ 2 mm

Moniteur: TFT couleur de 6.4 "

Batteries: 2.200mAh, **fonctionnement continu de 2 heures;**

Affichage en modes: B, B+B, B+M, M;

Echelle de gris: 256;

Grossissement d'image: $\times 1.0$, $\times 1.2$, $\times 1.5$, $\times 2.0$;

Focus réglables en 4 combinaisons

Mémoire ciné loop de 128 images

Mémorisation permanente de 32 images

4 modes d'affichage en couleurs

Mesures : Distance, circonférence, surface, fréquence cardiaque

Caractères : identité, sexe, age, temps,

15 marques de positionnement de la sonde

Consommation : 15VA;

Connecteur vers batterie externe de 10 – 12 V DC

Connecteur vers alimentation externe 240 V AC

Poids: 2.4 kg.

Configuration standard:

Appareil + sonde convexe multifréquences de 2.5 / 3.5 MHz + alimentation externe pour le 240 V AC + coffret métallique pour le transport

Option:

Adaptateur externe pour alimentation sur batterie de voiture (12 - 13.5V), Imprimante vidéo. Sondes



- Multi-frequency 5, 7.5MHz Electronic linear L60
- Multi-frequency 5, 6.5MHz Transvaginal R20
- Multi-frequency 5, 7.5MHz Electronic Transrectal L40
- Multi-frequency 2.5, 3.5, 5MHz Microconvex

