



ECHOGRAPHE PORTABLE écran LCD Pour VÉTÉRINAIRES

Echographe vétérinaire Model: W-2000-V.

Un des plus petits échographes portable fonctionnant en mode B.

Equipé d'un écran à cristaux liquide (LCD) de **5.5" type TFT** et de batteries intégrées, il permet un affichage et une autonomie correcte.

Grâce à son poids plume il est des plus apprécié.

Caractéristiques techniques :

Sonde sectorielle de : 5.0 MHz

- **WATERPROOF**
- Profondeur de balayage: 192 mm;
- Résolution: latérale ≤ 3 mm
Axiale ≤ 2 mm
- Bouton gel de l'image sur la sonde

Moniteur: TFT 5.0 "LCD;

Batteries: 2.200mAh, **fonctionnement continu de 2 heures;**

Affichage en modes: B, B+B, B+M, M;

Echelle de gris: 256;

Grossissement d'image: $\times 1.0$, $\times 1.2$, $\times 1.5$, $\times 2.0$;

Mesures : Distance, circonférence, surface, fréquence cardiaque

Caractères : identité, sexe, age

Consommation : 13VA;

Connecteur vers batterie externe de 10 – 12 V DC

Connecteur vers alimentation externe 240 V AC

Poids: 600g.

Configuration standard:

Appareil + sonde sectorielle de 5.0 MHz + alimentation externe pour le 240 V AC + coffret métallique pour le transport

Option:

Adaptateur externe pour alimentation sur batterie de voiture (12 - 13.5V)

Sonde de 3.5 Mhz

Imprimante vidéo.



Probe with FREEZE key



WaterProof Probe

