





INSTALLATIONS DENTAIRES

3 versions sont disponibles, 1 électrique et 2 pneumatiques

	Pneumatique PG	Pneumatique PD	Electrique EG
Type de tuyaux	Droits sur flexibles	Pendants	Droits sur flexibles
Nombre de tuyaux	De 3 à 5	De 3 à 5	De 3 à 5
Clavier de commande unité/fauteuil	Oui	Oui	Oui
Bloc crachoir amovible	Oui	Oui	Oui
Aspiration salivaire	Oui	Oui	Oui
Lampe halogène 2 intensités	Oui	Oui	Oui
Chaise dentaire électrique	Oui	Oui	Oui
Mémoire chaise dentaire	2	2	4
Commande instruments par pédale	Oui /pneumatique	Oui /pneumatique	Oui /électrique
Seringue 3 fonction	Oui	Oui	Oui
Turbine 400.000 t/min	Oui	Oui	Oui
Micromoteur	Pneumatique 22.000 t/min	Pneumatique 22.000 t/min	Electrique 40.000 t/min
Autre module	Sur demande	Sur demande	Sur demande
Aspiration chirurgicale	Sur demande	Sur demande	Sur demande
Appareil RX	Sur demande	Sur demande	Sur demande
Photo de l'unité	2	1	2



Modèle tuyaux pendants (1)



Modèle tuyaux droits sur flexibles (2)