



janv-07

Gamme des couveuses distribuées par EXCOTRAMED

MODELE	CONTRÔLE DE LA T°	Nbre ALARMES	Nbre OUVERTURES	PHOTOTHERAPIE	CHARIOT	INTERFACE PC	PAROIS	BERCEAU	PARTICULARITES
YP-100	AIR	6	2	NON	SIMPLE	NON	SIMPLE		
YP-100A	AIR	6	3	NON	SIMPLE	NON	SIMPLE		
YP-100B	AIR	6	2	OUI	SIMPLE	NON	SIMPLE		
YP-100AB	AIR	6	3	OUI	SIMPLE	NON	SIMPLE		
YP-90	AIR	7	6	NON	SIMPLE	OUI	SIMPLE	AJUSTABLE	
YP-90A	AIR / SKIN	7	6	NON	A TIROIRS	OUI	SIMPLE	AJUSTABLE	
YP-90B	AIR	7	6	OUI	SIMPLE	OUI	SIMPLE	AJUSTABLE	
YP-90AB	AIR / SKIN	7	6	OUI	A TIROIRS	OUI	SIMPLE	AJUSTABLE	
YP-910	AIR / SKIN	7	6	NON	A TIROIRS	OUI	SIMPLE		
YP-920	AIR / SKIN	7	6	NON	A TIROIRS	OUI	DOUBLE		
YP-930	AIR / SKIN	7	6	NON	A TIROIRS	OUI	DOUBLE		
YP-970	AIR / SKIN	9	6	NON	A TIROIRS	OUI	DOUBLE		CONTRÔLE HUMIDITE + O2
YP-2000	AIR / SKIN	8	6	NON	A TIROIRS	OUI	DOUBLE	AJUSTABLE ELECTRIQUE MENT	CONTRÔLE HUMIDITE + O2 PLATEAU POUR RX
TI-2000	AIR / SKIN	7	2	NON	PLIABLE	NON	DOUBLE		AVEC BATTERIES BOUTEILLE O2