



GASTROSCOPE FG-1Z

Le partenaire de vos examens endoscopiques quotidiens convainc par de multiples avantages.

La nouvelle série Z de Fujinon a bénéficié d'une expérience de plus de 30 années dans le développement de réalisations technologiques de pointe dans les secteurs optiques, électroniques et mécaniques. Les endoscopes à fibre optique de la nouvelle Série Z de Fujinon vous permettent de travailler rapidement, aisément et en toute fiabilité. Poids minime, stabilité, commande précise et reproduction d'image extrêmement fidèle créent les conditions optimales d'une utilisation économique et axée sur la pratique



La flexibilité

La flexibilité du tube d'insertion a été conçue précisément en fonction du domaine d'utilisation, Elle facilite l'endoscopie et rend l'examen plus efficace, tout en minimisant les contraintes pour le patient.

La netteté

La fibre optique de conception nouvelle fournit des images grand format très nettes. Elle permet d'augmenter la rapidité et l'efficacité de l'examen.

La maniabilité

Le nouvel oculaire, Plus léger, a permis d'optimiser la répartition de poids, Ce qui rend l'examen plus agréable pour le patient et moins éprouvant pour vous.

La fiabilité

Tous les composants en fibre optique, les canaux, tube d'insertions et mécanismes: de même que l'ensemble des autres composants ont été testés dans nos laboratoires et dans la pratique. Fujinon vous garantit ainsi la plus haute qualité.

La précision

Lors de l'examen, le rayon de flexion extrêmement réduit permet une commande optimale de l'extrémité distale. L'optique à grand-angle assure une orientation rapide et précise.

Caractéristiques techniques	FG-1Z	
Angle de visée	105°	
Profondeur de champ	3-100mm	
Direction de visée	avant	
Ø Extrémité distale	9,5mm	
Ø Gaine d'introduction	9,8mm	
Ø Canal de travail	2,8mm	
Béquillage: Haut/Bas	210°/90°	
Droite/Gauche	100°/100°	
Longueur de travail	1.030mm	
Longueur totale	1.350mm	