



GUERIDON MULTIUSAGE INOX

GUERIDON POLYVALENT INOX

Structure en acier inox 18/10.
Poignée pour déplacement
Monté sur roulettes \varnothing 80 mm.
Structure démontable.

02-869-00

Trois plateaux avec 4 bords relevés.
Dimensions : 70 * 50 * 80 cm

Poids : 14 Kg
Volume : 0,072 m³



02-866-00 867 868

Deux plateaux avec 4 bords relevés.

Dimensions : 60 * 40 * 80 cm **866**
70 * 50 * 80 cm **867**
90 * 60 * 80 cm **868**

Poids : Kg
Volume : m³



02-1050-00 1051

Deux plateaux avec 4 bords relevés.

Dimensions : 70 * 50 * 80 cm

Livré avec: Cuvette en inox \varnothing 32cm.
1 tiroir **1050**
2 tiroirs **1051**

Poids : Kg
Volume : m³



02-863-00

Deux plateaux avec 4 bords relevés.

Dimensions : 90 * 60 * 80 cm

Livré avec: Porte-flacons en inox
Poubelle en inox
Cuvette en inox \varnothing 32cm.

Option : tige porte sérum

Poids : 16 Kg
Volume : 0.12 m³

