



GUERIDON INOX

CHARIOTS EN ACIER INOX 816026-33

- Entièrement réalisés en acier inox AISI 304 satiné.
- Chariots particulièrement robustes, maniables avec 2 ou 3 plateaux amovibles à rebord.
- Roue de 125 mm, dont 2 pivotantes



Dimensions :

Référence	Dimensions L * l * h mm	Nombre de plateaux
026	650*450*80	2
027	800*500*800	3
028	800*500*900	2
029	800*500*900	3
030	850*550*930	2
031	850*550*900	3
032	1070*630*930	2
033	1070*630*930	3

Accessoires en options :

- Galerie INOX
- Porte flacon en INOX
- Porte sacs poubelle
- Cuvette en INOX avec support
- Set de 4 bumper pare-chocs
- Roues antistatiques
- Tiroirs

