



INSTALLATION DENTAIRE FENIKS EG

Description :

Unité dentaire « pneumatique » complète prête à fonctionner

| | | |
|--------------|---|---|
| Comprenant : | 1 | fauteuil avec 4 mémoires commandé par pédale |
| | 1 | accoudoir |
| | 1 | appui tête |
| | 1 | turbine |
| | 1 | micro-moteur + contre angle |
| | 1 | seringue 3 fonctions |
| | 1 | groupe hydrique orientable avec cuvette en porcelaine |
| | 1 | aspiration |
| | 1 | système d'éclairage halogène intégré à l'ensemble |
| | 1 | clavier de commande de l'installation et fauteuil |
| | 1 | groupe compresseur sans huile |

Options :

- Appareil de radiologie dentaire mural avec bras articulé, puissance de 70 KV
- Détartreur
- Lampe à polymériser
- Aspiration chirurgicale
- Séparateur d'amalgame
- Tabouret
- Développeuse automatique jour
- Négatoscope
- Mobilier dentaire 4 éléments
- Stérilisateur Poupinel 60 litres

