



UNITE DENTAIRE

Unité dentaire « pneumatique » complète prête à fonctionner

Comprenant :

- fauteuil avec mémoires commandé par pédale et console à touches.
- accoudoir
- appuie tête
- turbine
- micro-moteur + contre angle
- seringue 3 fonctions
- groupe hydrique orientable avec cuvette en porcelaine
- aspiration à salive
- système d'éclairage halogène intégré à l'ensemble
- clavier de commande de l'installation et fauteuil
- pédale pour commande fauteuil et instruments
- groupe compresseur sans huile

Options :

Instruments à lumière
Fouet à la place de tuyaux pendants
Détartreur
Lampe à polymériser
Aspiration chirurgicale
Appareil de radiologie dentaire:
Tabouret
Développeuse automatique type jour
Négatoscope
Mobilier dentaire 4 éléments
Stérilisateur Poupinel 60 litres
....

